

# DiveP

*Beschreibung / Manual*

**HESER**

*Tauchtechnik GmbH*

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Deutsche Version</b>	<b>3</b>
1.1 Teileliste . . . . .	3
1.2 Beschreibung . . . . .	3
1.3 Warnhinweise . . . . .	3
1.4 Montage . . . . .	5
1.5 Wartung . . . . .	6
1.6 Bedienung . . . . .	6
1.7 Entsorgung . . . . .	7
1.8 Hersteller . . . . .	7
<b>2 English Version</b>	<b>8</b>
2.1 Parts List . . . . .	8
2.2 Product description and intended use . . . . .	8
2.3 Warnings . . . . .	8
2.4 Assembly . . . . .	10
2.5 Maintenance . . . . .	11
2.6 Workflow . . . . .	11
2.7 Disposal . . . . .	11
2.8 Manufacturer . . . . .	12

# 1 Deutsche Version

Diese Bedienungsanleitung ist auch als Bedienungsanleitung für Ersatzteile und Teilprodukte zu verstehen, da sie die Handhabung im Zusammenhang mit dem Gesamtprodukt erklärt.

## 1.1 Teileliste

Wenn Sie ein Ersatzteil oder Teilprodukt erworben haben umfasst diese Liste nur einen Teil ihres erworbenen Produktes. Es handelt sich nicht um den Lieferumfang. Diese Liste ist nur als Teileliste zu verstehen.

- 1 x DiveP

## 1.2 Beschreibung

Das DiveP dient Frauen zum Anschluss eines PValves.

## 1.3 Warnhinweise

Diese Bedienungsanleitung ersetzt keine Ausbildung und befähigt nicht zum Tauchen oder irgend welchen technische Arbeiten. Die Relevanz der Sicherheitshinweise ist immer vom Schwierigkeitsgrad des Tauchgangs und dessen Anforderungen abhängig. Selbiges gilt auch für die Ausführung technischer Arbeiten. Diese Sicherheitshinweise können deshalb nicht als umfassend. oder immer angemessen betrachtet werden.

- Dem Anwender ist immer diese Beschreibung zur Verfügung zu stellen.
- Das Produkt darf nur innerhalb des vorgesehenen Verwendungszwecks verwendet werden.
- Die Ausbildung und der Kenntnisstand muss dem Verwendungszweck vollkommen abdecken.
- Der Ausbildungsstand des Anwenders kann die vorgesehene Anwendung einschränken.
- Wenn der Anwender die vorliegende Beschreibung nicht versteht oder Zweifel hat darf von ihm der Artikel nicht angewendet werden.
- Diese Anleitung kann die Ausbildung nicht ersetzen.
- Fehlerhafte, zerschlossene oder modifizierte Produkte dürfen nicht zur Anwendung kommen.
- Der Kontakt von normalen Stahlteilen mit rostfreien Stahlteilen führt auch bei Edelstahlteilen zu Rostflecken.
- Testen sie den Hautkleber und die Reinigungstücher **vor** dem Ankleben an unempfindlichen Hautstellen vorab.
- Testen Sie das Ankleben des DiveP vorab einmal am Unterarm.
- Alle Stellen, an die das DiveP geklebt wird, müssen gut und glatt rasiert sein, ansonsten kann sich das Abziehen sehr schmerzhaft gestalten.
- Test Sie das DiveP **vor** dem Einsatz für eine Tauchgang umfassend zu Hause, so das sie es umgehend entfernen können, falls sich ein Unwohlsein einstellt.
- Verwenden Sie zum Ankleben des DiveP nur Klebstoffe die als Hautkleber zugelassen sind.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Haut ausschließlich dafür zugelassen Reinigungstücher und Mittel.

- Das DiveP wird beim Abziehen Schmerzen verursachen. Wenn Sie Bedenken haben, kleben sie das DiveP nur an einem Punkt an und testen Sie das Abziehen für sich erst mal aus.
- Wenn Sie bezüglich Hautirritationen Bedenken haben, konsultieren Sie einen Arzt.

## 1.4 Montage

- Der Intimbereich sollte komplett rasiert sein. Günstiger weise sollte die Rasur einen oder zwei Tage vorher stattfinden. Wenn die Haut frisch rasiert wurde, kann es zu kurzzeitigen brennen führen.
- Den Hautkleber auf die Klebeflächen des DiveP lückenlos aufstreichen. Es muss ein lückenloser, durchgehender Klebefilm entstehen.
- Vor dem Aufkleben den Kleber gut ab lüften lassen. Der Kleber kann schon fast „trocken“ sein.
- Zum Aufkleben das DiveP etwas am Container zusammendrücken und sorgfältig ringsherum an drücken. Ob man das DiveP von vorne oder von hinten her ansetzt muss ausprobiert werden. Wie man das DiveP zum Kleben ansetzt, muss man ausprobieren. Es dürfen keine Hautfalten unter dem DiveP entstehen.
- Das DiveP wird mit dem Schlauchanschluss nach vorne angeklebt.
- Beim Kleben sollten die Beine nicht allzu sehr auseinander gespreizt werden, da während der Anfahrt zum Tauchplatz und beim Tauchen die Beine auch nicht allzu weit auseinander sind. So hat das DiveP den Sitz, den es während des Tauchens hat. Wer möchte kann zur Sicherheit einen oder zwei enge Stringtanga anziehen, die das DiveP am Damm etwas andrücken.

- Zur besseren Klebewirkung kann auch am Damm oder an anderen Stellen direkt etwas Silikonhautkleber aufgebracht werden.
- Vermeiden Sie es, den Flüssigkleber mit Kleidungsstücken in Verbindung zu bringen, da er nur schwer bzw. nicht restlos entfernt werden kann.
- Wie bei jedem Hautkleber kann die Klebewirkung im Einzelfall nicht ausreichend sein, so dass es zum vorzeitigen Ablösen des DiveP kommen kann.
- Auswirkungen auf die Haut, wie Rötungen sind bei der Verwendung von Hautklebern nie ganz auszuschließen. Fettfreie Hautcrems können hier helfen.
- Nach dem Tauchgang bzw. Tauchtag das DiveP abziehen und gut mit Wasser spülen. Wichtig ist, dass es komplett an der Luft trocknet. Falls gewünscht kann das DiveP mit einem Isopropyl Alkohol gereinigt werden.
- Das DiveP bitte nicht an der Sonne lagern.

Es ist sinnvoll, das Kleben des DiveP vor dem ersten Tauchgang ein paar mal in aller Ruhe zu testen. Wenn das DiveP nicht an das PValve angeschlossen ist, bitte den Container des DivePs leeren nach dem Wasserlassen, da sich hier Resturin befindet.

## 1.5 Wartung

Nach jedem Tauchgang in salzhaltigem Wasser (Meerwasser) müssen alle Ausrüstungsbestandteile ausreichend mit Süßwasser gespült werden.

## 1.6 Bedienung

Bei Ausrüstungsteilen aus Aluminium die im Meerwasser benutzt werden, ist unbedingt ein Kontakt zu Edelstahlteilen zu vermeiden.

Diese führt zu Kontaktkorrosion und führt zu einer Beschädigung des Aluminiums.

Der Schlauchanschluss der DiveP wird mit dem Schlauch des PValves mit Hilfe des Verbinders des PValves verbunden.

## **1.7 Entsorgung**

Die Entsorgung des Produkt muss zu dem Zeitpunkt der Entsorgung und in der Region geltenden Vorschriften erfolgen. Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden und müssen den dafür geltenden Vorschriften entsprechend entsorgt werden. Wertstoffe sollte grundsätzlich dem Recycling zugeführt werden.

## **1.8 Hersteller**

Heser Tauchtechnik GmbH  
Hauptstr. 19  
86505 Münsterhausen

[www.heser-backup.de](http://www.heser-backup.de)  
[info@heser-backup.de](mailto:info@heser-backup.de)

## **2 English Version**

These operating instructions are also to be understood as operating instructions for spare parts and partial products, as they explain the handling in connection with the overall product.

### **2.1 Parts List**

If you have purchased a spare part or partial product, this list only includes a part of your purchased product. It is not the scope of delivery. This list is only to be understood as a parts list.

- 1 x DiveP

### **2.2 Product description and intended use**

The DiveP is used by women to connect a PValve.

### **2.3 Warnings**

These operating instructions do not replace any training and do not qualify you for diving or any other technical work. The relevance of the safety instructions always depends on the degree of difficulty of the dive and its requirements. The same applies to the execution of technical work. These safety instructions can therefore not be regarded as comprehensive or always appropriate.

- This description must always be made available to the user.

- The product may only be used for its intended purpose.
- The training and level of knowledge must fully cover the intended use.
- The user's level of training may restrict the intended use.
- If the user does not understand this description or has doubts, he must not use the article.
- These instructions are not a substitute for training.
- Defective, broken or modified products must not be used.
- The contact of normal steel parts with stainless steel parts also leads to rust stains on stainless steel parts.
- Test the skin adhesive and the cleaning wipes **before** sticking to insensitive areas of skin in advance.
- Test the adhesion of the DiveP on the forearm beforehand.
- All areas to which the DiveP is attached must be well and smoothly shaved, otherwise removing it can be very painful.
- Test the DiveP **before** using it for a dive extensively at home so that you can remove it immediately if you feel unwell.
- Only use adhesives that are approved as skin adhesives to attach the DiveP.
- Only use approved cleaning cloths and agents to clean the skin.
- The DiveP will cause pain when removed. If you have any concerns, only apply the DiveP at one point and test the removal process for yourself first.
- If you are concerned about skin irritation, consult a doctor.

## 2.4 Assembly

- The intimate area should be completely shaved. It is best to shave one or two days beforehand. If the skin has been freshly shaved, it may cause a brief burning sensation. Apply
- skin adhesive to the adhesive surfaces of the DiveP without any gaps. There must be a continuous adhesive film with no gaps.
- Allow the adhesive to air well before applying. The adhesive may already be almost “dry”.
- To stick on the DiveP, press the container together slightly and press carefully all around. Whether you apply the DiveP from the front or the back must be tried out. How you position the DiveP for gluing must be tried out. There must be no skin folds under the DiveP.
- When bonding, the legs should not be spread too far apart, as the legs are not too far apart during the approach to the dive site and when diving. This ensures that the DiveP stays in place during the dive. If you wish, you can put on one or two tight thongs to press the DiveP against the perineum.
- The DiveP is glued on with the hose connection facing forwards.
- For a better adhesive effect, a little silicone skin adhesive can also be applied directly to the perineum or other areas.
- Avoid bringing the liquid adhesive into contact with clothing, as it is difficult or impossible to remove completely.
- As with any skin adhesive, the adhesive effect may not be sufficient in individual cases, so that the DiveP may come off prematurely.
- Effects on the skin, such as redness, can never be completely ruled out when using skin adhesives. Oil-free skin creams can help here.

- After the dive or diving day, remove the DiveP and rinse well with water. It is important that it dries completely in the air. If desired, the DiveP can be cleaned with isopropyl alcohol.
- Please do not store the DiveP in the sun.

It is advisable to test the adhesion of the DiveP a few times at your leisure before the first dive. If the DiveP is not connected to the P-Valve, please empty the container of the DiveP after urinating, as there is residual urine here.

## **2.5 Maintenance**

After every dive in salty water (seawater), all equipment components must be rinsed sufficiently with fresh water.

## **2.6 Workflow**

When using aluminum equipment in seawater, it is essential to avoid contact with stainless steel parts must be avoided. This will lead to contact corrosion and damage the aluminum. The hose connection of the DiveP is connected to the hose of the PValve using the connector of the PValve.

## **2.7 Disposal**

The product must be disposed of at the time of disposal and in accordance with the applicable regional regulations. Electrical appliances must not be disposed of with household waste and must be disposed of in accordance with the applicable regulations. Recyclable materials should always be recycled.

## **2.8 Manufacturer**

Heser Tauchtechnik GmbH  
Hauptstr. 19  
86505 Münsterhausen

[www.heser-backup.de](http://www.heser-backup.de)  
[info@heser-backup.de](mailto:info@heser-backup.de)